

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Compatível com	Windows 10 Pro x64
Comprimento do Cabo	3 metros
Conexão	2x USB 2.0
Entrada	2 portas USB 2.0 livres
HD	500GB ou superior
Memória RAM	4GB
Monitor	1920 x 1080 - Full HD
Processador	Intel Core i5 3.0 GHz ou superior
Resolução	25 pares de linha por milímetro
Tamanho do produto (L x C x A)	Tamanho 1 (20 x 30mm) Tamanho 2 (26 x 36,5mm)
Tipo de sensor	CMOS

## TECHNICAL INFORMATION

Operating System	Windows 10 Pro x64
Cable Length	3 meters
USB Connector	2x USB 2.0
Input	2 free USB 2.0 ports
HD	500GB or superior
RAM Memory	4GB
Monitor	1920 x 1080 - Full HD
Processador	Intel Core i5 3.0 GHz or superior
Resolution	25 pairs of line per millimeter
Product Size (W x L x H)	Size 1 (20 x 30mm) Size 2 (26 x 36,5mm)
Sensor Type	CMOS

## INFORMACIONES TÉCNICAS

Compatible con	Windows 10 Pro x64
Longitud del cable	3 metros
Conexión	2x USB 2.0
Entrada	2 puertos USB 2.0 libres
HD	500 GB o superior
RAM	4 GB
Monitor	1920 x 1080 - Full HD
Procesador	Intel Core i5 de 3,0 GHz o superior
Resolución	25 pares de línea por milímetro
Tamaño del producto (L x A x A)	Tamaño 1 (20 x 30 mm) Tamaño 2 (26 x 36,5 mm)
Tipo de sensor	CMOS